

## TERMOFOR z pokrowcem APTEO 2l 1 szt.



Cena: 29,06 PLN

### Opis słownikowy

Producent	SYNOPTIS
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Termoform z pokrowcem APTEO

#### Przewidziane zastosowanie wyrobu

Stosuje się w celach profilaktyczno-leczniczych, do miejscowego ogrzewania ciała.

Miły w dotyku pokrowiec.  
Naturalny sposób łagodzenia bólu.  
Niska zawartość gumy - niedrażniący zapach.  
Wysoka szczelność i dobra jakość.

#### Sposób użycia

Termoform należy napełniać wodą do ok. 3/4 objętości.  
Po ok. 5-10 minutach termoform osiągnie maksymalną temperaturę.

#### Środki ostrożności

Sprawdzić szczelność przed użyciem.  
Nie należy używać wrzącej wody do napełniania termoformu, gdyż może powodować to uszkodzenie termoformu.  
Termoform napełniony gorącą wodą może powodować oparzenia.  
Nie umieszczać termoformu w kuchenice mikrofalowej.  
Wyrób nie może być stosowany przez osoby z zaburzeniami poznawczymi, a także u niemowląt.  
Stosowanie u dzieci tylko pod kontrolą osoby dorosłej.  
Unikać silnego nacisku (np. siadania na wyrobie), aby nie spowodować pęknięcia.  
Należy kontrolować powierzchnię termoformu podczas okresu użytkowania. W przypadku pojawienia się wad lub uszkodzeń należy zaprzestać jego stosowania.  
Nie należy stosować maści zawierających oleje lub składniki szkodliwe dla gumy na część ciała, która będzie miała kontakt z termoformem. W przypadku takiego kontaktu należy umyć termoform wodą z mydłem.

