

## MICROLIFE TERMOMETR elektr NC 400 bezkontaktowy

Cena: 149,99 PLN



Opis słownikowy

Producent

Rodzaj rejestracji

### Opis produktu

#### Termometr bezdotykowy Microlife NC 400

- pomiar 3-sek
- opracowany specjalnie dla dzieci (w kształcie delfina)
- pamięć 30 pomiarów
- wyświetlacz z datą i godziną pomiaru
- alarm gorączki
- kontrola dźwięku - tryb cichy dla nocnych pomiarów
- możliwość przełączania

#### Specyfikacja techniczna:

**Typ:** Elektroniczny termometr bezkontaktowy NC 400

**Zakres pomiaru:** Pomiar temp. ciała: 34,0-43°C / 93,2 -109,4°F

Pomiar temp. obiektu: 0,1 - 99,9°C / 32,2 - 211,8°C

**Rozdzielczość:** 0,1 °C / °F

**Dokładność pomiaru (laboratoryjnych):** +/- 0,2°C 35-42°C +/- 0,4°F

95-107,6°F, +/- 0,3°C 34-34,9°C i 42,1-43°C, +/- 0,5°F 93,2 - 94,8°F i 107,8 -109,4°F. Pomiar temp. obiektu: +/- 1,0°C, 0,1-99,9°C / +/- 2°F, 32,2-211,8°F

**Wyświetlacz:** Liquid Crystal Display (ciekłokrystaliczny), 4 cyfry plus ikony specjalne

**Akustyka:** Przyrząd włączony i gotowy do wykonywania pomiarów: 1 krótki sygnał. Zakończenie pomiaru: 1 długi sygnał dźwiękowy (1 sek.), jeśli odczyt jest niższy niż 37,5°C/99,5°F 10 krótkich sygnałów dźwiękowych, jeśli odczyt jest równy lub wyższy niż 37,5°C/99,5°F. Błąd systemowy lub awaria: 3 krótkie sygnały dźwiękowe

**Pamięć:** 30 ostatnich pomiarów temperatury wraz z datą i godziną.

**Podświetlenie:** Po włączeniu przyrządu na 1 sekundę uaktywnia się zielone podświetlenie. Po zakończeniu pomiaru z wynikiem niższym niż 37,5°C/99,5°F na 5 sekund uaktywnia się zielone podświetlenie. Po zakończeniu pomiaru wynikiem równym lub wyższym 37,5°C / 99,5°F na 5 sekund uaktywnia się czerwone podświetlenie

**Automatyczne wyłączenie się:** Po ok. 1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru

**Bateria:** 2x 1,5V baterie alkaiczne; rozmiar AAA

**Żywotność baterii:** Około 2000 pomiarów (używając nowych baterii)

**Wymiary:** 103,5 x 46,6 x 44 mm

**Waga:** 103,5g (z bateriami) 81g (bez baterii)

**Gwarancja:** 5 lat