

OPATR. HYDROFILM jał.12 x 25cm



Cena: 7,53 PLN

Opis słownikowy

Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Jako ochrona przed wtórnym zakażeniem mechanicznym podrażnieniem suchych, pierwotnie gojących się ran znajdujących się w fazie naskórkowania; do zabezpieczania i mocowania kaniul i cewników; idealnie nadaje się do pokrycia opatrunku Sorbagon na rozległych, silnie sączących ranach. Nie należy stosować go bezpośrednio na rany klinicznie zakażone, krwawiące lub mocno sączące.

Jako ochrona przed wtórnym zakażeniem mechanicznym podrażnieniem suchych, pierwotnie gojących się ran znajdujących się w fazie naskórkowania; do zabezpieczania i mocowania kaniul i cewników; idealnie nadaje się do pokrycia opatrunku Sorbagon na rozległych, silnie sączących ranach. Nie należy stosować go bezpośrednio na rany klinicznie zakażone, krwawiące lub mocno sączące.

Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej;
Stanowi skuteczną barierę dla bakterii, chroni ranę przed wtórnym zakażeniem;
Przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca więc swobodnego oddychania skóry;
Doskonale dopasowuje się do kształtów ciała;
Umożliwia stałą kontrolę stanu rany jej okolicy bez zdejmowania opatrunku;
Daje się łatwo i bezboleśnie zdejmować, nie podrażnia przy tym nowo utworzonego naskórka;
Jest wodoodporny, co umożliwia codzienną higienę ciała;
Zastosowany tu hipoalergiczny klej jest dobrze znoszony nawet przez pacjentów o wrażliwej skórze.