

PIC Insupen 32G 4mm 100szt igły do penów

Cena: 62,09 PLN



Opis słownikowy

Producent	SIROWA POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Cienkie, wysokiej jakości włoskie igły do penów / wstrzykiwaczy insulinowych przeznaczone do iniekcji podskórnych. Posiadają trójplaszczynowe ostrze Soft Sharpening dla delikatnych i komfortowych iniekcji. Sterylne, cienkościennie, z silikonową powłoką dla łatwiejszej penetracji skóry. Specjalna obróbka ostrza od strony kartridża zapewnia łatwe wkłucie w membranę, bez fragmentacji, zapobiegając kontaminacji insuliny.

Igły o średnicy 32G (0,23mm) i długości 4mm.

Kompatybilne z wszystkimi powszechnie stosowanymi penami*

100 igieł w opakowaniu.

Wyprodukowane we Włoszech.

PiC Solution to włoska marka, znana i ceniona na całym świecie od ponad 50 lat z produkcji wysokiej jakości wyrobów medycznych do domowego i profesjonalnego użytku.

*Igły Insupen spełniają wymogi najnowszej normy EN ISO 11608-2:2012 i są kompatybilne z następującymi penami:

Amylin Pharmaceutical: Symlin Pen (60, 120) AstraZeneca: Byetta (5 mcg, 10 mcg), Symlin Pen (60, 120) Berlin Chemie: BerliPen Areo 2
BD: Wangbangpen Bioton: GensuPen, GensuPen 2, GensuPen Improve Brighter: Actiste Eli Lilly: HumaPen (Luxura, Luxura HD, Memoir, Savvio), Humalog KwikPen (KwikPen, Mix 50/50, Mix 75/25, U200, Basaglar), Forsteo, Humulin KwikPen (N, R, 70/30) Mylan: Semglee
Novo Nordisk: NovoPen (3, 4, 5, Echo, Junior), Novo Rapid Flexpen, Victoza, Innolet, Flex Touch, Flex Touch Tresiba Pen (U100, U200)
Owen Mumford: AutoPen (Classic 1-21, Classic 2-42, 24 1-21, 24 2-42) Sanofi: AllStar, KlikStar, JuniorStar, Lyxumia, SoloStar Tonghua
Dongbao: Gansulin Pen Ypsomed: Ypsopen

Sposób użycia

Sterylność gwarantowana jeśli wieczko aplikatora jest nienaruszone. Po każdej iniekcji zdejmij igłę ze wstrzykiwacza i wyrzuć.

Wyrzucając zużytą igłę zastosuj się do obowiązujących przepisów o recyklingu i utylizacji wyrobów medycznych.

Ostrzeżenia

Igła do pena / wstrzykiwacza jest wyrobem jednorazowego użytku. Zakładaj nową igłę do każdej iniekcji.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:
100 igieł

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C