

FIX Świetlik x 30 sasz.



Cena: 20,36 PLN

Opis słownikowy

Producent	FLOS
Rodzaj rejestracji	Lek ziołowy

Opis produktu

Ziele świetlika Zioła do zaparzania w saszetkach **Składniki/Substancje aktywne:** Skład w przeliczeniu na jedną saszetkę: Euphrasiae herba 2g **Sposób użycia:** Podanie miejscowe na skórę powiek w postaci naparu: Dorośli 2 saszetki zalać 1 szklanką wrzącej wody i naparzać pod przykryciem 15 minut. Jałowe gaziki zwilżyć naparem i przykładać na powieki w postaci kompresu lub użyć do przemywania brzegów powiek. Stosować oddzielny gazik do każdego oka. Przemywanie lub przykładanie kompresów powtórzyć do 3 razy dziennie. **Przeznaczenie:** Preparat o działaniu wspomagającym, stosowany zewnętrznie jako lek pomocniczy w stanach podrażnienia spojówek i brzegów powiek. **Warunki przechowywania:** Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. **Uwaga!** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.