

## OPTI-FREE Express płyn do soczewek 355 ml

Cena: 31,13 PLN



### Opis słownikowy

Producent	ALCON
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Opis produktu:

Opti-Free Express to jałowy wielofunkcyjny płyn dezynfekujący do pielęgnacji wszystkich miękkich oraz silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych. Płyn służy do spłukiwania, a także przechowywania soczewek. Czyści rozluźniając i eliminując osady białkowe oraz inne złoże i zanieczyszczenia z soczewek podczas dezynfekcji jak i podczas ich przechowywania. Dodatkowo produkt Opti-Free Express dezynfekuje i pozwala na przechowywanie soczewek przez okres do 30 dni po dezynfekcji.

#### Zastosowanie:

Dezynfekcja, czyszczenie, spłukiwanie, nawilżanie oraz przechowywanie wszystkich miękkich soczewek kontaktowych, włącznie z soczewkami silikonowo-hydrożelowymi.

#### Ważne wskazówki:

Nie używać w przypadku uszkodzenia czy zniszczenia opakowania oraz uszkodzenia lub braku banderoli zabezpieczającej.

Nie stosować do dezynfekcji ciepłej.

Należy zapoznać się z załączoną ulotką informacyjną.

Zamknąć po użyciu.

Zużyć przed końcem daty ważności podanej na opakowaniu.

Płyn zużyć w terminie do 6 miesięcy od otwarcia butelki, pozostałość usunąć.

Unikać nadmiernego nagrzania.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.