

## Żel do USG 500 g



Cena: 14,05 PLN

### Opis słownikowy

Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Żel do USG

Preparat przeznaczony jest do badań ultrasonograficznych (USG). Odpowiednio dobrany skład żelu skutecznie przenosi ultradźwięki i zapewnia powstanie dobrej jakości obrazu na monitorze, nie niszcząc głowicy ultrasonografu. Posiada delikatny różany zapach i jest odporny na wysychanie. Konsystencja żelu sprawia, że nie spływa on po nałożeniu z miejsca badania. Jest łatwo usuwalny z powierzchni skóry po wykonaniu badania. Żel nie wykazuje działania alergizującego, drażniącego i nie powoduje wysuszenia skóry. Jest bezpieczny dla ciężarnych i karmiących piersią.

#### Zastosowanie

Do badań ultrasonograficznych (USG).

#### Sposób użycia

Wycisnąć z opakowania jednostkowego potrzebną ilość żelu i równomiernie rozprowadzić sondą. Po zakończeniu badania usunąć żel z powierzchni skóry.

#### Składniki

Sól sodowa kwasu poliakrylowego, ethylparaben, bronopol.

#### Ważne wskazówki

Żel do USG należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu suchym. Chronić od światła.