

ZIAJA PŁ. do ust ACTIV REMINER. 500 ml

Cena: 9,89 PLN



Opis słownikowy

Producent	ZIAJA
Rodzaj rejestracji	Kosmetyk

Opis produktu

ZIAJA Mintperfekt Activ płyn stomatologiczny remineralizujący Płyn do płukania jamy ustnej bez alkoholu, z płynnym szkliwem i fluorem – systemem wysokoaktywnych, naturalnych składników budulcowych o działaniu remineralizującym, które odbudowują naruszone szkliwo. Produkt stosowany w higienie jamy ustnej i zębów, zawiera 0,15 % jonów F-. Aktywność płynu do płukania jamy ustnej: - Płynne szkliwo i fluor uszczelniają powierzchnię zębów. Zmniejszają nadwrażliwość oraz chronią przed niekorzystnym działaniem kwasów i próchnicą. - Płyn uzupełnia remineralizujące działanie pasty do zębów, również w miejscach trudno dostępnych dla szczoteczki. - Oczyszcza jamę ustną i przestrzenie międzyzębowe z osadów, przez co redukuje nieprzyjemny zapach z ust. - Jest szybkim i skutecznym sposobem higieny dla osób noszących aparaty ortodontyczne i w sytuacjach utrudnionej pielęgnacji jamy ustnej. - Miętowe aromaty wzmocnione eugenolem odświeżają oddech i zapewniają uczucie czystości. Systematyczna higiena zębów i jamy ustnej to sposób na zdrowe zęby: Próchnica wynika przede wszystkim z nieprawidłowej higieny jamy ustnej. Profilaktyka próchnicy polega na szczotkowaniu zębów, przynajmniej dwa razy dziennie, czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych oraz stosowaniu płukanek do ust. **Sposób użycia:**Odmierzyć około 2/3 pojemności zakrętki i płukać jamę ustną przez około 30 sekund. Nie rozcieńczać. Używać 2-3 razy dziennie po szczotkowaniu zębów. Nie połykać, nie płukać jamy ustnej wodą. Dla profesjonalnej higieny jamy ustnej stosować najlepiej razem z remineralizującą pastą stomatologiczną. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem. **Przeznaczenie:**Do płukania i higieny jamy ustnej, zawiera płynne szkliwo i fluorek sodu uszczelnia, chroni i wzmacnia powierzchnię zębów, odświeża oddech, dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat. Polecany dla osób z podwyższoną podatnością na próchnicę.**Przechowywanie:**Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. **Uwaga!**Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.